

Ilford FP4

Ilford FP4 Plus in Caffenol C | Kleinbild

Ilford FP4 Plus | ISO 125/21° | Kleinbild

Caffenol C / 12,0 Min / 20°C

40g Soda / 12g Vitamin C / 30g Kaffee in 750ml Wasser

5 Min vorwässern (destilliertes Wasser)

10x kippen, anschließend 3x alle 60s kippen

insgesamt 12 Min. Entwicklungszeit

Ergebnis: Gut



Ilford FP4



Eindeutige ID: #1035

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2016-12-27 08:59