

Adox CMS 20

Adox CMS 20 in Rodinal / Adonal 1+100

Adox CMS 20 | ISO 20/14° in Rodinal oder Adonal 1+100 / 18,0 Min / 20°C

Die ersten 30s permanent kippen, anschließend nach 10s jede Minute kippen

(nicht zu heftige Kippbewegungen)

when you fix: if you use a rapid fixer...the time is very short to fix...90secs max to fix

Ergebnis: noch nicht ausprobiert

Das Rezept stammt von [Roberto Messina photography](#) Thank you very much :-)

Hier ein Beispiel auf Flickr: [Beispielbild](#)

Eindeutige ID: #1063

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2013-01-24 12:51