

Agfa APX 100

Agfa APX100 in Caffenol-C-L | Kleinbild

Agfa APX100 | ISO 100/21° | Kleinbild

Caffenol-C-L / 40,0 Min / **24°C**

8g Soda / 5g Vitamin C / ca. 1,5 - 2,0g Kbr (Kaliumbromid) / 20g Kaffee in **500ml** Wasser

Anfangsagitation 60s kippen

anschließend alle 2, 4, 8 Minuten 3x kippen

insgesamt 40 Min. Entwicklungszeit

Ergebnis: Ganz gut. Schlechtes Fotowetter.



Eindeutige ID: #1071

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2013-06-09 04:10