

Kodak T-MAX 100

Kodak T-MAX 100 in Caffenol C | Kleinbild

Kodak T-MAX 100 in Caffenol C bei 20° Grad
20g Soda / 8g Vitamin C / 20g Kaffee in 500ml Wasser
10 x kippen, anschließend 3x alle 60s.kippen
insgesamt 8 Min. Entwicklungszeit
Ergebnis: ok bis gut / eher gut als ok



Eindeutige ID: #1024

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2017-01-08 05:11